


Anti-Cyclin D1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P24385

商品番号: CM0016698



前書き

ヒトCyclin

D1 (BCL1) に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IP、IF/ICC、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。細胞周期およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cyclin D1 Rabbit pAb
備考/別名	BCL1; PRAD1; U21B31; D11S287E; Cyclin D1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	595
GeneID	595
免疫原	ヒトCyclin D1 (NP_444284.1) のアミノ酸200-295に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24385
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋