


Anti-Cyclin D1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - P24385

商品番号: CM0016770



前書き

サイクリンD1（CCND1、BCL1、PRAD1）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、およびELISAアプリケーションで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。G1/S細胞周期制御およびオンコプロテインシグナル伝達の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cyclin D1 Rabbit pAb
備考/別名	BCL1; PRAD1; U21B31; D11S287E; Cyclin D1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	595
GeneID	595
免疫原	ヒトCyclin D1 (NP_444284.1) のアミノ酸200-295内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24385
タンパク質分子量	34kDa
配送	アイスバッグ