

WbおよびElisa用抗Cyclin D2ウサギポリクローナル抗体 - P30279

商品番号: CM0020286



前書き

ヒトCyclin

D2を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット（WB）およびELISAでバリデーション済みです。マウスおよびラットと交差反応します。細胞周期、がん、G1/S移行の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cyclin D2ウサギpAb
備考／別名	MPPH3; KIAK0002; Cyclin D2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	894
GeneID	894
免疫原	ヒトCyclin D2（NP_001750.1）のアミノ酸1～289に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30279
タンパク質分子量	33kDa
配送	保冷バッグ