

ウエスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗サイクリンD2

ウサギポリクローナル抗体 - P30279

商品番号: CM0016783



前書き

ウエスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用として検証済みの高品質な抗サイクリンD2ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサイクリンD2タンパク質（分子量33 kDa）を認識します。細胞周期およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	サイクリン D2 ウサギ pAb
備考/別名	MPPH3; KIAK0002; Cyclin D2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	894
GeneID	894
免疫原	ヒトサイクリンD2 (NP_001750.1) のアミノ酸1-289に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30279
タンパク質分子量	33kDa
輸送	氷袋