

Wb、Elisa用抗サイクリンD3ウサギポリクローナル抗体（Ko検証済み） - P30281

商品番号: CM0016557



前書き

ヒトG1/S期特異的サイクリンD3（CCND3、SWISS P30281）に対するウサギポリクローナル抗体。ノックアウトにより検証済みで、WBおよびELISAに適しています。細胞周期研究においてマウスと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] サイクリンD3ウサギpAb
備考／別名	CCND3; cyclin D3; Cyclin D3; D3
種	ヒト
GeneID（ヒト）	896
GeneID	896
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P30281
タンパク質分子量	33kDa
発送	保冷バッグ