

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗サイクリンE1 モノクローナル抗体 - P24864

商品番号: CM0005144



前書き

ヒトサイクリンE1に対するウサギモノクローナル抗体。
。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウス、ラットとの交差反応性あり。細胞周期研究用に設計。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	サイクリンE1 ウサギ PolymAb®
備考/別名	CCNE; pCCNE1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	898
GeneID	898
免疫原	ヒトサイクリンE1 (NP_001229.1) のアミノ酸300-400に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24864
タンパク質分子量	47kDa
発送	保冷バッグ