

## Anti-Cyclin E1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb & Elisa - P24864

商品番号: CM0006947



### 前書き

ヒト、マウス、ラットのWBおよびELISAで検証済みのAnti-Cyclin

E1ウサギモノクローナル抗体。主要な細胞周期制御因子であるG1/S期特異的サイクリンE1を標的とします。組換えモノクローナル抗体；免疫原：合成ペプチド（aa 300-400）。分子量47kDa、核局在性。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名        | Cyclin E1 Rabbit mAb                                    |
| 備考/別名      | CCNE; pCCNE1; Cyclin E1                                 |
| 種          | ヒト                                                      |
| 遺伝子ID (ヒト) | 898                                                     |
| 遺伝子ID      | 898                                                     |
| 免疫原        | ヒトCyclin E1 (NP_001229.1) のアミノ酸300-400領域内の配列に対応する合成ペプチド |
| ソース        | ウサギ                                                     |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                               |
| アプリケーション   | WB, ELISA                                               |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                              |
| SWISS      | P24864                                                  |
| タンパク質分子量   | 47kDa                                                   |
| 配送         | アイスバッグ                                                  |