

ウエスタンブロット（Wb）およびElisa用 抗サイクリンE1

ウサギポリクローナル抗体 - P24864

商品番号: CM0015962



前書き

ヒトCyclin

E1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット（WB）およびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応性を示すため、細胞周期研究や腫瘍学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cyclin E1 ウサギpAb
別名	CCNE; pCCNE1; Cyclin E1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	898
GeneID	898
免疫原	ヒトCyclin E1 (NP_001229.1) のアミノ酸300～400番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P24864
タンパク質分子量	47kDa
発送方法	保冷剤