

Anti-Cyclin E2 Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - O96020

商品番号: CM0007995



前書き

WBおよびELISAで検証されたCyclin E2ウサギモノクローナル抗体。ヒトCyclin E2（G1/S移行の重要な制御因子、分子量約47 kDa）を認識します。細胞周期、増殖、および腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cyclin E2 Rabbit mAb
備考/別名	CYCE2; Cyclin E2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9134
遺伝子ID	9134
免疫原	合成ペプチド ヒトCyclin E2 (O96020) のアミノ酸50-150領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O96020
タンパク質分子量	47kDa
配送	アイスバッグ