


Wb、If/Icc、Elisa用抗サイクリンE2ポリクローナル抗体 - O96020

商品番号: CM0029666



前書き

ヒトCyclin

E2 (CCNE2) に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAに適しています。約47

kDaのバンドを検出し、細胞周期およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	サイクリンE2 ウサギpAb
別名	CYCE2; サイクリンE2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	9134
GeneID	9134
免疫原	ヒトCyclin E2 (NP_477097.1) のアミノ酸255～404番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O96020
タンパク質分子量	47kDa
発送方法	保冷剤