


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗サイクリンE2 ポリクローナル抗体 - O96020

商品番号: CM0027439



前書き

ヒトサイクリンE2（CYCE2）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応性があります。細胞周期、がん、増殖研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	サイクリンE2 ウサギ pAb
備考/別名	CYCE2; サイクリンE2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9134
遺伝子ID	9134
免疫原	ヒトサイクリンE2 (NP_477097.1) のアミノ酸255-404に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O96020
タンパク質分子量	47kDa
発送	保冷バッグ