


Wb、Elisa用 抗サイクリンH モノクローナル抗体 - P51946

商品番号: CM0002992



前書き

WB、ELISAアプリケーション用のサイクリンH（CAK）に対するウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスと反応。CDK活性化キナーゼ複合体を介した細胞周期調節および転写に関与。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	サイクリンH ウサギ mAb
備考/別名	CAK; p34; p37; CycH; サイクリンH
種	ヒト
GeneID	902
免疫原	ヒトサイクリンH（P51946）のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P51946
タンパク質分子量	38kDa
発送	保冷バッグ