


抗サイクリンHポリクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa対応） - P51946

商品番号: CM0017669



前書き

CAK複画サブユニットであるヒトCyclin Hを標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IP、ELISAでの使用が検証済みで、細胞周期および転写制御の研究に適しています。(38 kDa)

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	サイクリンH ウサギpAb
別名	CAK; p34; p37; CycH; Cyclin H
反応種	ヒト
遺伝子ID	902
免疫原	ヒトCyclin H (NP_001230.1) のアミノ酸1〜323番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P51946
タンパク質分子量	38kDa
輸送方法	氷袋梱包