


Anti-Cyclin H Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51946

商品番号: CM0011241



前書き

Cyclin H Rabbit mAbは、ヒトおよびマウスのCyclin Hを認識するウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、およびELISAを目的としています。細胞周期および転写制御の研究における研究使用として検証されています。38 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cyclin H Rabbit mAb
備考/別名	CAK; p34; p37; CycH; Cyclin H
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	902
遺伝子ID	902
免疫原	ヒトCyclin H (P51946) のアミノ酸224-323内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P51946
タンパク質分子量	38kDa
配送	アイスパック