


抗Cyclin T1ポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - O60563

商品番号: CM0023261



前書き

ヒトCyclin

T1 (CCNT/CYCT1) を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。転写伸長、P-TEFb複合体、HIV Tatとの相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	Cyclin T1 ウサギ pAb
備考/別名	CCNT; CYCT1; HIV1; Cyclin T1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	904
GeneID	904
免疫原	ヒトCyclin T1 (NP_001231.2) のアミノ酸220～320番内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O60563
タンパク質分子量	81kDa
発送方法	保冷剤