

抗シクロフィリン40 モノクローナル抗体（Wb用） - Q08752

商品番号: CM0009033

前書き

シクロフィリン40/PPIDに特異的なウサギモノクローナル抗体です。ウェスタンブロッティング、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。タンパク質折りたたみ、HSP90シャペロン、アポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	シクロフィリン40 ウサギmAb
別名	CYPD; CYP-40; Cyclophilin 40
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5481
遺伝子ID	5481
免疫原	合成ペプチド ヒトシクロフィリン40（Q08752）のアミノ酸271～370番領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q08752
タンパク質分子量	41kDa
発送方法	保冷剤