

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Cyclophilin 40 ポリクローナル抗体 - Q08752

商品番号: CM0027901

前書き

ヒトCyclophilin 40（CYP-40）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。UniProt Q08752。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	Cyclophilin 40 ウサギ pAb
備考/別名	CYPD; CYP-40; Cyclophilin 40
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5481
遺伝子ID	5481
免疫原	ヒトCyclophilin 40（NP_005029.1）のアミノ酸161-370に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q08752
タンパク質分子量	41kDa
輸送	保冷バッグ