

Wb、Elisa用アンチシクロフィリンBモノクローナル抗体 - P23284

商品番号: CM0012528



前書き

ヒトシクロフィリンB（PPIB、CYPB）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。タンパク質折りたたみおよびシャペロン機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cyclophilin B Rabbit mAb
備考/別名	O19; CYPB; SCYLP; CYP-S1; HEL-S-39; Cyclophilin B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5479
遺伝子ID	5479
免疫原	ヒトシクロフィリンB（P23284）のアミノ酸100～200に相当する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23284
タンパク質分子量	24kDa
配送	氷袋