

Wb、Ip、Elisa用 Anti-Cyfip1 ポリクローナル抗体 - Q7L576

商品番号: CM0015892



前書き

ヒトCYFIP1を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IP、ELISAに適しています。免疫原はN末端アミノ酸1-

270です。ヒトおよびマウスと交差反応します。翻訳抑制、アクチンリモデリング、および神経発達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYFIP1 Rabbit pAb
備考/別名	SHYC; SRA1; SRA-1; P140SRA-1; CYFIP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23191
GeneID	23191
免疫原	ヒトCYFIP1 (NP_055423.1) のアミノ酸1-270に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q7L576
タンパク質分子量	145kDa
配送	アイスバッグ