

Anti-Cyfig1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q7L576

商品番号: CM0003146



前書き

CYFIP1 Rabbit mAb

(Q7L576)はWB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。翻訳抑制、アクチンリモデリング、および神経発達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYFIP1 Rabbit mAb
備考/別名	SHYC; SRA1; SRA-1; P140SRA-1; CYFIP1
種	ヒト
GeneID	23191
免疫原	ヒトCYFIP1 (Q7L576) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7L576
タンパク質分子量	145kDa
配送	アイスバッグ