

If/Icc、If-P、Elisa用抗Cyldポリクローナル抗体 - Q9Nqc7

商品番号: CM0022874



前書き

ヒトCYLD（ユビキチンカルボキシル末端加水分解酵素CYLD）に対するウサギポリクローナル抗体。IF/ICC、IF-P、ELISAでバリデーション済み。ヒトおよびマウスと反応します。NF-κBおよびWntシグナル伝達、微小管ダイナミクス、自然免疫の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYLDウサギpAb
備考・別名	EAC; MFT; SBS; TEM; BRSS; CDMT; MFT1; CYLD1; CYLDI; USPL2; FTDALS8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1540
遺伝子ID	1540
免疫原	ヒトCYLD (NP_056062.1) のアミノ酸1~127に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NQC7
タンパク質分子量	107kDa
輸送	保冷バッグ