

抗Cyldウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q9Nqc7

商品番号: CM0030489



前書き

CamelBioのCYLDウサギpAb（Q9NQC7）は、WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みの高品質ポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示し、NF-κBおよびWntシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYLD ウサギpAb
別名	EAC; MFT; SBS; TEM; BRSS; CDMT; MFT1; CYLD1; CYLDI; USPL2; FTDALS8; CYLD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1540
GeneID	1540
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NQC7
タンパク質分子量	107kDa
発送方法	氷袋梱包