

抗カニクイザルIgdウサギモノクローナル抗体 - Monkey Igd

商品番号: CM0008682

前書き

カニクイザル免疫グロブリンデルタ重鎖に特異的なウサギモノクローナル抗体。IHC-P、FC、ELISAで検証済み。免疫プロファイリングおよび診断アッセイ開発用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Monkey IgD Rabbit mAb
種	カニクイザル
免疫原	カニクイザル免疫グロブリンデルタ重鎖の組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P、FC、ELISA
交差反応性	カニクイザル
配送	アイスバッグ