


Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Cyp11B1ポリクローナル抗体 - P15538

商品番号: CM0017366



前書き

ヒトCYP11B1を標的とするウサギポリクローナル抗体。
。IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。グルココ
ルチコイド生合成、副腎皮質機能、ステロイド産生経
路の研究に最適です。ヒトと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYP11B1ウサギpAb
備考／別名	FH1 ; CPN1 ; CYP11B ; P450C11 ; CYP11B1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1584
GeneID	1584
免疫原	ヒトCYP11B1 (NP_000488.3) のアミノ酸234～503に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P15538
タンパク質分子量	58kDa
配送	保冷バッグ