

Wb、Elisa用抗Cyp17A1ウサギポリクローナル抗体 - P05093

商品番号: CM0017329



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのCYP17A1ウサギポリクローナル抗体。ヒトCYP17A1（57kDa）を認識し、ラットと交差反応します。ステロイドホルモン生合成およびシトクロムP450機能の研究に最適です。UniProt P05093。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYP17A1ウサギpAb
備考／別名	CPT7; CYP17; S17AH; P450C17; CYP17A1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1586
遺伝子ID	1586
免疫原	ヒトCYP17A1（NP_000093.1）の209～508番アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P05093
タンパク質分子量	57kDa
配送	保冷バッグ