


Wb、If/Icc、Elisa用抗Cyp1A1ポリクローナル抗体 - P04798

商品番号: CM0020094



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの抗CYP1A1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCYP1A1を検出します。組換え免疫原（aa 200-460）。シトクロムP450代謝および毒性学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYP1A1ウサギpAb
備考／別名	AHH ; AHRR ; CP11 ; CYP1 ; CYP1A1 ; P1-450 ; P450-C ; P450DX ; CYP1A1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1543
遺伝子ID	1543
免疫原	ヒトCYP1A1 (NP_000490.1) のアミノ酸200-460に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04798
タンパク質分子量	58kDa
配送	保冷バッグ