


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Cyp1A1ウサギポリクローナル抗体 - P04798

商品番号: CM0023857



前書き

ヒトCYP1A1に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。薬物代謝、ホルモン調節、脂質シグナル伝達の研究に有用です。マウスおよびラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYP1A1 ウサギpAb
備考/別名	AHH; AHRR; CP1I; CYP1; CYP1A1; P1-450; P450-C; P450DX
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1543
GeneID	1543
免疫原	ヒトCYP1A1 (NP_000490.1) のアミノ酸261～360領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04798
タンパク質分子量	58kDa
発送方法	保冷剤