

Wb、If-P、Elisa用抗Cyp1A2ポリクローナル抗体 - P05177

商品番号: CM0014740



前書き

WB、IF-

P、ELISAで検証済みのウサギポリクローナルCYP1A2抗体（SWISS

P05177）。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。

シトクロムP450による薬物代謝、脂質シグナル伝達、毒性学的経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYP1A2ウサギpAb
備考/別名	CP12; CYPIA2; P3-450; P450(PA); CYP1A2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1544
GeneID	1544
免疫原	ヒトCYP1A2 (NP_000752.2) のアミノ酸205～305に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05177
タンパク質分子量	58 kDa
配送	保冷バッグ