


Wb、If/Icc、Elisa用抗Cyp1B1ポリクローナル抗体 - Q16678

商品番号: CM0018501



前書き

ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証された、ウサギ抗ヒトCYP1B1ポリクローナル抗体。ステロイドおよび異物代謝に関与するシトクロムP450 1B1を標的とし、疾患研究やバイオマーカー研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYP1B1 Rabbit pAb
備考/別名	CP1B; ASGD6; GLC3A; CYP1B1; P4501B1; CYP1B1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1545
GeneID	1545
免疫原	ヒトCYP1B1 (NP_000095.2) のアミノ酸244-543に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q16678
タンパク質分子量	61kDa
配送	アイスパック