


## 抗Cyp1B1ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q16678

商品番号: CM0014164



## 前書き

このウサギポリクローナル抗体はヒトCYP1B1を認識し、ウェスタンブロッティング、免疫蛍光法/免疫細胞化学法、ELISAに適しています。マウスおよびラットのサンプルと交差反応性があり、チトクロームP450代謝および疾患研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 製品名         | CYP1B1 Rabbit pAb                                              |
| 備考/別名       | CYP1B; ASGD6; GLC3A; CYP1B1; P4501B1; CYP1B1                   |
| 対象種         | ヒト                                                             |
| GeneID (ヒト) | 1545                                                           |
| GeneID      | 1545                                                           |
| 免疫原         | 組換えタンパク質 ヒトCYP1B1 (NP_000095.2)のアミノ酸1-260番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                            |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                      |
| 用途          | WB, IF/ICC, ELISA                                              |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                     |
| SWISS       | Q16678                                                         |
| タンパク質分子量    | 61kDa                                                          |
| 輸送方法        | 氷袋                                                             |