

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Cyp26A1ウサギモノクローナル抗体 - O43174

商品番号: CM0008852

前書き

ヒトCYP26A1に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-

P、ELISA用。ヒト、マウス、ラットのCYP26A1を検出します。さまざまな組織におけるレチノイン酸の代謝およびシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CYP26A1ウサギmAb
備考／別名	CP26; CYP26; P450RAI; P450RAII; CYP26A1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1592
GeneID	1592
免疫原	ヒトCYP26A1（O43174）のアミノ酸201～450に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43174
タンパク質分子量	56 kDa
輸送	保冷剤