

Wb、Elisa用抗Cyp27A1ポリクローナル抗体 - Q02318

商品番号: CM0021260

前書き

WB、ELISAでバリデーション済みのCYP27A1ウサギpAb；ヒト、マウス、ラットに反応します。コレステロール代謝、胆汁酸合成、および関連疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CYP27A1ウサギpAb
備考／別名	CTX；CP27；CYP27；CYP27A1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1593
遺伝子ID	1593
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCYP27A1（NP_000775.1）のアミノ酸200～400に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02318
タンパク質分子量	60kDa
発送方法	保冷バッグ