

WbおよびElisa用抗Cyp27A1ウサギモノクローナル抗体 - Q02318

商品番号: CM0007263

前書き

ステロール26-
ヒドロキシラーゼであるCYP27A1を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。コレステロール代謝および胆汁酸合成の研究に適しています。IVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYP27A1ウサギmAb
備考／別名	CTX; CP27; CYP27; CYP27A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1593
免疫原	合成ペプチド ヒトCYP27A1 (NP_000775.1) のアミノ酸431～530内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q02318
タンパク質分子量	60kDa
輸送	保冷剤