

Anti-Cyp2C18 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P33260

商品番号: CM0029936



前書き

ヒトCYP2C18に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性を示します。レチノイド代謝およびシトクロムP450の研究に適しています。免疫原：アミノ酸231-490。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYP2C18 Rabbit pAb
備考/別名	CPCI; CYP2C; CYP2C17; P450IIC17; P450-6B/29C; CYP2C18
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1562
遺伝子ID	1562
免疫原	ヒトCYP2C18 (NP_000763.1) のアミノ酸231-490に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P33260
タンパク質分子量	56kDa
配送	アイスバッグ