


Cyp2D6抗ウサギモノクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa用） - P10635

商品番号: CM0010564



前書き

CYP2D6に対する高特異性ウサギモノクローナル抗体。
。WB、IF-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差
反応性あり。約56

kDaのタンパク質を検出。薬物代謝およびファーマコ
ゲノミクス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYP2D6 ウサギ mAb
備考/別名	CPD6; CYP2D; CYP2DL1; CYP2D6; P450C2D; P450DB1; CYP2D7AP; CYP2D7BP; CYP2D7P2; CYP2D8P2; P450-DB1; CYP2D6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1565
GeneID	1565
免疫原	ヒトCYP2D6 (P10635) のアミノ酸341-497に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10635
タンパク質分子量	56kDa
発送	保冷バッグ