


WbおよびElisa用抗Cyp2D6ウサギポリクローナル抗体 - P10635

商品番号: CM0014655



前書き

WBおよびELISAで検証済みのCYP2D6ウサギポリクローナル抗体。ヒトCYP2D6を検出し、マウスおよびラットと交差反応性を示します。チトクロームP450による薬物代謝や脂質シグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYP2D6 Rabbit pAb
略号・別名	CPD6; CYP2D; CYP2DL1; CYP11D6; P450C2D; P450DB1; CYP2D7AP; CYP2D7BP; CYP2D7P2; CYP2D8P2; P450-DB1; CYP2D6
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1565
免疫原	ヒトCYP2D6 (NP_000097.3) のアミノ酸20～230番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10635
タンパク質分子量	56kDa
輸送方法	氷袋