

Anti-Cyp2E1 ウサギポリクローナル抗体（Wb, If-P, Ihc-P, Elisa対応） - P05181

商品番号: CM0021850



前書き

研究用ウサギ抗CYP2E1ポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF、IHC、ELISAに使用可能。ヒト、マウス、ラットのCYP2E1を検出します。CYP2E1は、脂肪酸や異物代謝に関与する肝臓のシトクロムP450です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYP2E1 Rabbit pAb
備考/別名	CPE1; CYP2E; P450-J; P450C2E; CYP2E1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1571
GeneID	1571
免疫原	組換えタンパク質（ヒトCYP2E1 (NP_000764.1) のアミノ酸234-493に相当する配列を含む組換え融合タンパク質）
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05181
タンパク質分子量	57 kDa
配送	アイスバッグ