

Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Cyp2F1ポリクローナル抗体 - P24903

商品番号: CM0030024

前書き

CYP2F1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。CYP2F1は肺毒性物質の代謝に関与するシトクロムP450酵素であり、肺毒性学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYP2F1 Rabbit pAb
備考/別名	C2F1; CYP2F; CYP11F1; CYP2F1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1572
免疫原	ヒトCYP2F1 (NP_000765.2) のアミノ酸100-290に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24903
タンパク質分子量	56kDa
配送	アイスバッグ