

ウェスタンブロット、Elisa用 抗Cyp2R1 ウサギポリクローナル抗体 - Q6Vvx0

商品番号: CM0014329



前書き

ヒトCYP2R1（ビタミンD 25-水酸化酵素）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり；約57 kDaのタンパク質を検出。ビタミンD代謝研究および診断アッセイ開発に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYP2R1 ウサギ pAb
備考/別名	CYP2R1
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	120227
GeneID	120227
免疫原	ヒトCYP2R1 (NP_078790.2) のアミノ酸252-501に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q6VVX0
タンパク質分子量	57kDa
輸送	保冷バッグ