

Cyp39A1に対するウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q9Nyl5

商品番号: CM0012562

前書き

CYP39A1を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの利用が検証済み、マウスとの交差反応性を有します。コレステロール代謝研究やIVD試薬開発を支援します。予測分子量は54kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYP39A1 ウサギmAb
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	51302
遺伝子ID	51302
免疫原	ヒトCYP39A1のアミノ酸301～400番の配列に対応する合成ペプチド。(NP_057677.2)
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9NYL5
タンパク質分子量	54kDa
発送方法	保冷剤同梱