

WbおよびElisa用抗Cyp39A1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nyl5

商品番号: CM0022964

前書き

ヒトCYP39A1（24-ヒドロキシコレステロール7- α -ヒドロキシラーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。胆汁酸合成およびコレステロール代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYP39A1ウサギpAb
備考／別名	CYP39A1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	51302
GeneID	51302
免疫原	ヒトCYP39A1（NP_057677.2）のアミノ酸1～100に相当する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NYL5
タンパク質分子量	54 kDa
輸送	保冷バッグ