

WbおよびElisa用Anti-Cyp39A1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Nyl5

商品番号: CM0021331

前書き

WBおよびELISAで検証済みの、ヒトCYP39A1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットのオルソログを検出します。神経コレステロール代謝および肝臓特異的オキシステロール7- α -ヒドロキシラーゼ機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CYP39A1 Rabbit pAb
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51302
遺伝子ID	51302
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9NYL5
タンパク質分子量	54kDa
配送	氷袋