

Wb、If-P、Elisa用抗Cyp3A4モノクローナル抗体 - P08684

商品番号: CM0006812



前書き

ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISA用途向けのヒトCYP3A4を標的とするウサギモノクローナル抗体。

約57

kDaのタンパク質を検出します。薬物代謝およびCYP3A4関連経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYP3A4ウサギmAb
備考／別名	HLP; CP33; CP34; CYP3A; NF-25; VDDR3; CYP3A3; CYP11A3; CYP11A4; P450C3; CYP11A4; P450PCN1; CYP3A4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1576
遺伝子ID	1576
免疫原	ヒトCYP3A4のアミノ酸400～503内の配列に対応する合成ペプチド (NP_059488.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P08684
タンパク質分子量	57 kDa
輸送	保冷バッグ