

WbおよびElisa用抗Cyp3A4ウサギポリクローナル抗体 - P08684

商品番号: CM0015500



前書き

ヒトCYP3A4を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済みで、マウスおよびラットと交差反応します。生体異物代謝、ステロイドホルモン生合成、薬物代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYP3A4ウサギpAb
備考/別名	HLP; CP33; CP34; CYP3A; NF-25; VDDR3; CYP3A3; P450C3; CYP11A3; CYP11A4; P450PCN1; CYP3A4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1576
GeneID	1576
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCYP3A4 (NP_059488.2) のアミノ酸244～503に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08684
タンパク質分子量	57kDa
輸送	アイスバッグ