


Wb、Elisa用抗Cyp3A5ポリクローナル抗体 - P20815

商品番号: CM0027043



前書き

ヒトCYP3A5を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのCYP3A5を認識します。薬物代謝およびステロイドホルモン経路の研究に最適です。 - P20815

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYP3A5 Rabbit pAb
備考/別名	CP35; PCN3; CYP11A5; P450PCN3; CYP3A5
種	ヒト
遺伝子ID	1577 (ヒト)
免疫原	ヒトCYP3A5 (NP_000768.1) のアミノ酸233-502に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20815
タンパク質分子量	57kDa
配送	氷袋