


Wb、If-P、Elisa用 抗Cyp46A1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y6A2

商品番号: CM0022494



前書き

CYP46A1ウサギポリクローナル抗体は、WB、IF-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。脳コレステロール恒常性酵素であるコレステロール24-ヒドロキシラーゼを標的。免疫原：アミノ酸400-500内の合成ペプチド。神経科学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYP46A1ウサギpAb
備考/別名	CP46; CYP46; CYP46A1
種	ヒト
GeneID	10858
免疫原	ヒトCYP46A1 (NP_006659.1)のアミノ酸400-500内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9Y6A2
タンパク質分子量	57kDa
発送	保冷バッグ