

Anti-Cyp46A1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6A2

商品番号: CM0027776



前書き

ヒトCYP46A1（コレステロール24-水酸化酵素）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。脳内コレステロール代謝に関する神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYP46A1 Rabbit pAb
備考/別名	CP46, CYP46, CYP46A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10858
GeneID	10858
免疫原	ヒトCYP46A1 (NP_006659.1) のアミノ酸24-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6A2
タンパク質分子量	57kDa
配送	氷袋