

If/Icc、Elisa用 抗Cyp4F11ポリクローナル抗体 - Q9Hbi6

商品番号: CM0023774

前書き

ヒトCYP4F11に対するウサギポリクローナル抗体。IF /ICCおよびELISAで検証済み。脂肪酸代謝、ビタミンK不活化、薬物脱メチル化に関与するシトクロムP450酵素を標的とします。肝臓および代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYP4F11 ウサギ pAb
備考/別名	CYP11B1; CYP4F11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57834
GeneID	57834
免疫原	ヒトCYP4F11のアミノ酸60-130に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001122404.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9HBI6
タンパク質分子量	60kDa
発送	保冷バッグ