

Wb・Elisa用 抗Cyp4F12 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Hcs2

商品番号: CM0025630

前書き

WB・ELISA用 抗CYP4F12
ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。脂肪酸と薬物代謝に関与するチトクロームP450 4F12を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYP4F12 ウサギpAb
別名	CYPIVF12; F22329_1; CYP4F12
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	66002
GeneID	66002
免疫原	ヒトCYP4F12 (NP_076433.3) のアミノ酸265-524に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HCS2
タンパク質分子量	60kDa
輸送方法	保冷剤