

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Cyp4V2 ウサギポリクローナル抗体 - Q6Zwl3

商品番号: CM0024903

前書き

眼の脂肪酸代謝に関与するシトクロムP450酵素であるCYP4V2を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルでのWB、IF/ICC、ELISAに適しています。視覚および角膜ジストロフィー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CYP4V2 ウサギ pAb
備考/別名	BCD; CYP4AH1; CYP4V2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	285440
GeneID	285440
免疫原	ヒトCYP4V2 (NP_997235.3) のアミノ酸200-300に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6ZWL3
タンパク質分子量	61kDa
発送	保冷バッグ